

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
«ЦЕНТР СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ВИДОВ
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
«УРАЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ТРАВМАТОЛОГИИ
И ОРТОПЕДИИ ИМЕНИ В.Д. ЧАКЛИНА»
(ГАУЗ СО «ЦСВМП «УИТО им. В.Д. ЧАКЛИНА»)
620014, Екатеринбург, пер. Банковский, 7
тел. (343) 371-17-23, факс 371-09-96
E-mail: info@chaklin.ru
ОГРН 1036603988156,
ИНН/КПП 6661002061 / 667101001
№ 312 от 08.02.2024г.

Всем заинтересованным лицам

Для обоснования начальной (максимальной) цены договора просим Вас в срок до «10» февраля 2023 года направить на электронный адрес uniito-ekb@inbox.ru ваше коммерческое предложение на Оказание услуг по техническому обслуживанию медицинских изделий по следующим характеристикам:

Требования к организации и проведению ТО МИ:

Техническое обслуживание медицинской техники производится в соответствии с требованиями:

- Эксплуатационной и ремонтной документации на весь перечень единиц медицинской техники, подлежащей техническому обслуживанию, с конкретизацией специфики отдельных единиц перечня.
- ГОСТ 57501-2017, ГОСТ 58451-2019, ГОСТ 56606-2015, ГОСТ 18322-2016.
- Нормативных документов, действующих стандартов, устанавливающих общие технические требования к медицинской технике и методы ее испытания, в том числе норм и правил противопожарной и санитарно-эпидемиологической безопасности.
- Норм и правил охраны труда и техники безопасности.

Документы, подтверждающие объем оказанных услуг: Документами, подтверждающими объем и качество оказываемых услуг, являются журнал технического обслуживания. Требования к заполнению журнала:

- Журнал должен заполняться Исполнителем в соответствии с требованиями "ГОСТ Р 58451-2019. Национальный стандарт Российской Федерации. Изделия медицинские. Обслуживание техническое. Основные положения".
- Журнал должен заполняться Исполнителем по факту оказания услуг.
- Раздел журнала о выполненных услугах должен содержать: дату, наименование, марку, заводской и инвентарный № изделия, вид технического обслуживания, перечень выполненных услуг, замененные запасные части, решение о дальнейшей эксплуатации и рекомендации по эксплуатации, Ф.И.О., должность, подпись выполнившего и принявшего услуги лица и иные необходимые сведения.
- Журнал заполняется по каждому адресу оказания услуг (г. Екатеринбург, пер. Банковский, 7, ул. Студенческая, 12).

Требования к порядку оказания услуг

Периодическое техническое обслуживание (далее - ПТО) изделий медицинской техники (далее - ИМТ) должно осуществляться в соответствии с "ГОСТ Р 58451-2019. Национальный стандарт Российской Федерации. Изделия медицинские. Обслуживание техническое. Основные положения", Письмом Минздрава РФ от 26 декабря 2022 г. N 25-3/И/2-22418; ГОСТ Р 57501-2017, а также в соответствии с требованиями действующего законодательства, в том числе государственных стандартов, норм, правил и технических условий, регламентирующих данный вид деятельности.

Техническое обслуживание (далее - ТО) изделий медицинской техники (далее – ИМТ) должно производиться в объеме и с периодичностью, предусмотренной эксплуатационной документацией производителя ИМТ, и обеспечивать поддержание работоспособности, исправности ИМТ в течение его срока службы.

Услуги должны выполняться Исполнителем в соответствии с требованиями: ПУЭ, ПТЭЭП, Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, ГОСТ 12.1.019-2017 "Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты", ГОСТ 20831-75, "ГОСТ 18322-2016. Межгосударственный стандарт. Система технического обслуживания и ремонта техники. Термины и определения", ГОСТ 12.1.005-88, ГОСТ Р 56606-2015.

Услуги по техническому обслуживанию медицинской техники проводятся Исполнителем при наличии у него нормативно-технической документации производителя по техническому обслуживанию и ремонту на оборудование, принимаемое на обслуживание, наличии специальных приборов, инструментов и приспособлений, необходимых для проведения услуг в соответствии с требованиями производителя. Для изделий медицинской техники, где в процессе технического обслуживания необходимо использование сервисных режимов с соответствующими кодами доступа (паролями), Исполнитель должен иметь соответствующие ресурсы.

Периодическое техническое обслуживание должно проводиться в объемах и с технологической последовательностью услуг, согласно требованиям эксплуатационной документации (регламента услуг по обслуживанию) Производителя ИМТ, а также включать в себя услуги по общей протирки и очистки от пыли, грязи, удаление следов коррозии и окисления и т.п. в целом и его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); смазке основных механизмов и узлов медицинского оборудования; пайки внешних проводов (датчиков, электродов и т.п.); затяжки всех ослабленных крепежных элементов, уплотнений, сальников, а также ручек переключателей; чистке контактов реле, пускателей, автоматических выключателей и их регулировке; замене плавких предохранителей, автоматических аппаратов защиты, разрядников; восстановлении или замена сетевых выключателей, электродов и внешних кабельных соединений; восстановлении или замена датчиков, излучателей и измерительных приборов; замене элементов индикации, контроля и подсветки, внешних разъемных и штепсельных соединений; все виды регулировок.

Специалисты Исполнителя должны осуществлять ведение учетно-отчетной документации по техническому обслуживанию и техническому контролю медицинской техники на месте эксплуатации оборудования, в соответствии с формами, утвержденными Министерством здравоохранения Российской Федерации. При первом посещении специалистами Исполнителя отделений Заказчика, они предоставляют в медицинское учреждение ответственному лицу за техническое обслуживание медицинской техники «Журнал технического обслуживания медицинской техники» установленного образца, оформленный должным образом (с наличием реквизитов: Исполнителя, действующего договора на обслуживание изделий медицинской техники (далее – ИМТ), начала ведения журнала; прошитый, с пронумерованными страницами, опечатанный на последней странице с указанием количества страниц, с подписью ответственного лица и печатью от Исполнителя). Дальнейшее ведение журналов в соответствии с требованиями нормативных документов. Исполнитель своевременно осуществляет запись в журнале ТО о проведении КТС, ПТО для каждой единицы оборудования. Журнал (-ы) ТО вне периодов оказания услуг по ТО хранится у ответственного лица Заказчика и предоставляются Исполнителю.

Исполнитель обязан провести в течение первого месяца оказания услуг с момента заключения договора инструментальный контроль технического состояния оборудования по всему перечню взятого на обслуживание оборудования.

Выполнение услуг по обслуживанию ИМТ должно выполняться на их месте установки. Услуги проводятся в рабочее время с 9-00 до 16-00 ч. (пн-пт). Специалисты Исполнителя должны соблюдать правила действующего внутреннего распорядка, контрольно-пропускного режима, внутренних положений и инструкций Заказчика.

После завершения услуг (этапа услуг) Исполнитель уведомляет об этом представителя Заказчика (Пользователя) и демонстрирует работоспособность (текущее состояние) оборудования в его присутствии. Технический акт с соответствующим заключением Исполнитель предоставляет ответственному за техническое обслуживание медицинского оборудования у Заказчика, на каждый визит, стадию услуг - для каждой единицы оборудования, подписанный материально-ответственным лицом в отделении Заказчика, с выполнением соответствующей записи в «Журнал технического обслуживания медицинской техники», «Формуляр медицинского изделия». Проверка исправности цепи заземления заземляющих устройств,

проводится не реже одного раза в 12 месяцев (но не менее 1 раза за время действия договора). Проведение услуг и предоставление протокола установленного образца в соответствии с требованиями нормативной документации.

Условия по качеству к выполняемым Исполнителем услугам:

- обеспечить соответствие результатов услуг требованиям качества, безопасности жизни и здоровья эксплуатирующего ИМТ персонала и пациентов, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), лицензирования, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

- качество выполненных ТО и ремонтных услуг должно подтверждаться гарантийными обязательствами на последующий срок эксплуатации отремонтированной медицинской техники, устранение отказов ИМТ по гарантийным случаям выполняется Исполнителем в 10-ти дневный срок с момента подачи заявки Заказчиком.

Исполнитель обязан по запросу Заказчика провести экспертизу технического состояния ИМТ с предоставлением технического заключения о состоянии ИМТ, в случае нецелесообразности ремонта для списания медицинской техники предоставить Заказчику дефектную ведомость в 3-х экземплярах.

Гарантийные обязательства:

- на услуги по техническому обслуживанию - не менее 6 месяцев;

При обнаружении недостатков, допущенных при проведении технического обслуживания, Исполнитель должен устранить их безвозмездно в срок не превышающий 7 календарных дней.

ПЕРЕЧЕНЬ МЕДИЦИНСКОЙ ИЗДЕЛИЙ, ПОДЛЕЖАЩИХ ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ

№	наименование	количество	инвентарный номер	год выпуска	периодичность проведения ТО
1.	Облучатель УГН-1	1	1350020	2002	1 раз в квартал
2.	Облучатель бактерицидный Дезар-5	1	1101040771	2009	1 раз в квартал Замена бактерицидных ламп через каждые 9000 часов наработки или выхода из строя, с чисткой поверхности бактерицидных ламп и внутренней поверхности ИМТ
3.	Облучатель-рециркулятор воздуха Дезар-5 настенный	1	1101040654	2009	1 раз в квартал Замена бактерицидных ламп через каждые 9000 часов наработки или выхода из строя, с чисткой поверхности бактерицидных ламп и внутренней поверхности ИМТ
4.	Облучатель-рециркулятор Дезар-4 (передвижной)	1	1101040651	2009	1 раз в квартал Замена бактерицидных ламп через каждые 9000 часов наработки или выхода из строя, с чисткой поверхности бактерицидных ламп и внутренней поверхности ИМТ

5.	Облучатель-рециркулятор ОРУБн-3-5 (Дезар-5) настенный	3	1101040903 1101040904 1101040905	2010	1 раз в квартал Замена бактерицидных ламп через каждые 9000 часов наработки или выхода из строя, с чисткой поверхности бактерицидных ламп и внутренней поверхности ИМТ
6.	Облучатель-рециркулятор ОРУБн-3-7 (Дезар-7), передвижной	2	1101040902 1101040906	2010	1 раз в квартал Замена бактерицидных ламп через каждые 9000 часов наработки или выхода из строя, с чисткой поверхности бактерицидных ламп и внутренней поверхности ИМТ
7.	Облучатель - рециркулятор РБ-07-Я-ФП настенный, 2 лампы TUV-15	3	1101041329 1101041331 1101041332	2011	1 раз в квартал. Замена бактерицидных ламп через каждые 9000 часов наработки или выхода из строя, с чисткой поверхности бактерицидных ламп и внутренней поверхности ИМТ
8.	Облучатель-рециркулятор воздушный ультрафиолетовый бактерицидный ОРУБн-3-3(Кронт)	4	1101041340 1101041341 1101041343 1101041339	2011	1 раз в квартал Замена бактерицидных ламп через каждые 9000 часов наработки или выхода из строя, с чисткой поверхности бактерицидных ламп и внутренней поверхности ИМТ
9.	Облучатель бактерицидный РБ-07-Я-ФП	3	1101041889 1101041890 1101041891	2012	1 раз в квартал Замена бактерицидных ламп через каждые 9000 часов наработки или выхода из строя, с чисткой поверхности бактерицидных ламп и внутренней поверхности ИМТ
10.	Облучатель ОБН-150 (2 лампы)	1	без номера	31.05.2012	1 раз в квартал Замена бактерицидных ламп через каждые 9000 часов наработки или выхода из строя, с чисткой поверхности бактерицидных ламп и внутренней поверхности ИМТ
11.	Облучатель - рециркулятор ультрафиолетовый СН-211-115 (мет.корпус)	1	без номера	31.05.2012	1 раз в квартал Замена бактерицидных ламп через каждые 8000 часов наработки или выхода из строя, с чисткой поверхности

	"АРМЕД"				бактерицидных ламп и внутренней поверхности ИМТ
12.	Облучатель - рециркулятор ультрафиолетовый СН-311-130 (пластиковый корпус) "АРМЕД"	2	1101041927 1101041923	2012	1 раз в квартал Замена бактерицидных ламп через каждые 8000 часов наработки или выхода из строя, с чисткой поверхности бактерицидных ламп и внутренней поверхности ИМТ
13.	ОБЛУЧАТЕЛЬ-РЕЦИРКУЛЯТОР СН-211-115 "Армед"	2	1101042088 1101042087	2012	1 раз в квартал Замена бактерицидных ламп через каждые 8000 часов наработки или выхода из строя, с чисткой поверхности бактерицидных ламп и внутренней поверхности ИМТ
14.	Рециркулятор переносной Дезар	1	1101041447	2012	1 раз в квартал Замена бактерицидных ламп через каждые 9000 часов наработки или выхода из строя, с чисткой поверхности бактерицидных ламп и внутренней поверхности ИМТ
15.	Облучатель - рециркулятор СН-211-130 (металлический корпус)	2	1101042248 1101042252	2013	1 раз в квартал Замена бактерицидных ламп через каждые 9000 часов наработки или выхода из строя, с чисткой поверхности бактерицидных ламп и внутренней поверхности ИМТ
16.	ОБЛУЧАТЕЛЬ-РЕЦИРКУЛЯТОР СН-211-130 "Армед"	6	1101042163 1101042162 1101042130 1101042142 1101042139 1101042141	2013	1 раз в квартал Замена бактерицидных ламп через каждые 8000 часов наработки или выхода из строя, с чисткой поверхности бактерицидных ламп и внутренней поверхности ИМТ
17.	Облучатель-рециркулятор медицинский "АРМЕД СН-311-115"	3	2101040651 1101042471 1101042474	2014	1 раз в квартал Замена бактерицидных ламп через каждые 8000 часов наработки или выхода из строя, с чисткой поверхности бактерицидных ламп и внутренней поверхности ИМТ
18.	Облучатель-рециркулятор воздуха	1	1101041684	2015	1 раз в квартал Замена бактерицидных ламп через

	ультрафиолетовый бактерицидный ОРУБн-150"Кронт"				каждые 9000 часов наработки или выхода из строя, с чисткой поверхности бактерицидных ламп и внутренней поверхности ИМТ
19.	Облучатель-рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный ОРУБн-3-5"КРОНТ" (Дезар5)	22	1101041654 1101041655 1101041656 1101041657 1101041658 1101041659 1101041660 1101041662 1101041664 1101041666 1101041668 1101041671 1101041673 1101041676 1101041677 1101041678 1101041679 1101041680 1101041682 1101041685 1101041686 1101041688	2015	1 раз в квартал Замена бактерицидных ламп через каждые 9000 часов наработки или выхода из строя, с чисткой поверхности бактерицидных ламп и внутренней поверхности ИМТ
20.	Облучатель-рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный настенный ОРУБн-3-5 "КРОНТ" (Дезар 5)	8	1101043011 1101043013 1101043015 1101043009 1101043010 1101043016 1101043007 1101043008	2016	1 раз в квартал Замена бактерицидных ламп через каждые 9000 часов наработки или выхода из строя, с чисткой поверхности бактерицидных ламп и внутренней поверхности ИМТ
21.	Облучатель-рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный передвижной ОРУБп-3-5 "КРОНТ" (Дезар 7)	7	1101043018 1101043019 1101043023 1101043024 1101043025 1101043026 1101043027	2016	1 раз в квартал Замена бактерицидных ламп через каждые 9000 часов наработки или выхода из строя, с чисткой поверхности бактерицидных ламп и внутренней поверхности ИМТ
22.	Облучатель-рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный настенный ОРУБн-3-5 "КРОНТ" (Дезар 5)	19	7101041541 7101041542 7101041548 7101041549 7101041550 7101041551 7101041543 7101041544	2017	1 раз в квартал Замена бактерицидных ламп через каждые 9000 часов наработки или выхода из строя, с чисткой поверхности бактерицидных ламп и внутренней поверхности ИМТ

			7101041545 7101041546 7101041556 7101041557 7101041559 7101041560 7101041562 7101041539 7101041540 7101041563 7101041564		
23.	Облучатель-рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный настенный ОРУБн-3-3-КРОНТ	19	71010419190 71010419191 71010419192 71010419193 71010419194 71010419195 71010419196 71010419197 71010419198 71010419199 71010419200 71010419205 71010419206 71010419207 71010419208 71010419209 71010419210 71010419211 71010419212	2019	1 раз в квартал Замена бактерицидных ламп через каждые 9000 часов наработки или выхода из строя, с чисткой поверхности бактерицидных ламп и внутренней поверхности ИМТ
24.	Рециркулятор УФ-бактерицидный двухламповый с принудительной циркуляцией воздушного потока для обеззараживания воздуха помещений в присутствии людей РБ-06-"Я-ФП" по ТУ 9451-006-55307168-2004	8	71010420359 71010420360 71010420357 71010420358 71010420361 71010420362 71010420363 71010420364	2020	1 раз в квартал Замена бактерицидных ламп через каждые 9000 часов наработки или выхода из строя, с чисткой поверхности бактерицидных ламп и внутренней поверхности ИМТ
25.	Облучатель УФ бактерицидный трехламповый напольный передвижной ОБН-04-"Я-ФП"	8	41010420504 41010420503 71010420539 71010420541 71010420542 71010420543 71010420540 71010420563	2020	1 раз в квартал Замена бактерицидных ламп через каждые 9000 часов наработки или выхода из строя, с чисткой поверхности бактерицидных ламп и внутренней поверхности ИМТ
26.	Облучатель-рециркулятор воздуха Дезар-3 настенный	7	41010420357 41010420358 41010420359	2020	1 раз в квартал Замена бактерицидных ламп через каждые 9000 часов наработки

			41010420360 41010420361 41010420362 41010420363		или выхода из строя, с чисткой поверхности бактерицидных ламп и внутренней поверхности ИМТ
27.	Облучатель- рециркулятор воздуха ультрафиолетовый настенный Армед (СН-211-130 метал.корпус)	6	71010420370 71010420372 71010420373 71010420374 71010420375 71010420376	2020	1 раз в квартал Замена бактерицидных ламп через каждые 8000 часов наработки или выхода из строя, с чисткой поверхности бактерицидных ламп и внутренней поверхности ИМТ
28.	Рециркулятор УФ- бактерицидный РБ-06- "Я-ФП" двухламповый с принудит. циркуляцией	2	71010421593 71010421594	2021	1 раз в квартал Замена бактерицидных ламп через каждые 9000 часов наработки или выхода из строя, с чисткой поверхности бактерицидных ламп и внутренней поверхности ИМТ
29.	Рециркулятор Armed, вариант исполнения 2-130 МТ	1	41010421218	2021	1 раз в квартал Замена бактерицидных ламп через каждые 8000 часов наработки или выхода из строя, с чисткой поверхности бактерицидных ламп и внутренней поверхности ИМТ
30.	Рециркулятор Armed вариант исполнения 2-130 МТ	1	41010421219	2021	1 раз в квартал Замена бактерицидных ламп через каждые 8000 часов наработки или выхода из строя, с чисткой поверхности бактерицидных ламп и внутренней поверхности ИМТ
31.	Рециркулятор УФ- бактерицидный двухламповый РБ-06- "Я-ФП" с принудит.циркуляцией	35	41010421206 41010421207 41010421208 41010421209 41010421216 41010421217 41010421201 41010421202 41010421203 41010421204 41010421205 71010421115 71010421116 71010421117 71010421118	2021	1 раз в квартал Замена бактерицидных ламп через каждые 9000 часов наработки или выхода из строя, с чисткой поверхности бактерицидных ламп и внутренней поверхности ИМТ

			71010421119 41010421193 41010421194 41010421195 41010421196 41010421211 41010421212 41010421210 41010421197 41010421198 41010421188 41010421189 41010421190 41010421191 41010421192 41010421199 41010421200 41010421214 41010421215 41010421213		
32.	Рециркулятор УФ-бактерицидный РБ-06-"Я-ФП" двухламповый с принудит. циркуляцией	1	21010421546	2022	1 раз в квартал Замена бактерицидных ламп через каждые 9000 часов наработки или выхода из строя, с чисткой поверхности бактерицидных ламп и внутренней поверхности ИМТ
33.	Облучатель-рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный ОРУБ-3-5-"КРОНТ"	50	41010422149 41010422150 41010422151 41010422152 41010422153 71010422317 41010422144 41010422145 41010422146 41010422147 41010422148 41010422160 71010422331 71010422332 71010422333 71010422324 71010422326 71010422327 71010422328 71010422330 71010422321 71010422322 71010422323 71010422325 71010422329	2022	1 раз в квартал Замена бактерицидных ламп через каждые 9000 часов наработки или выхода из строя, с чисткой поверхности бактерицидных ламп и внутренней поверхности ИМТ

		41010422173	
		41010422174	
		71010422319	
		71010422320	
		41010422154	
		41010422155	
		41010422156	
		41010422157	
		41010422158	
		41010422159	
		71010422336	
		71010422318	
		41010422161	
		41010422163	
		41010422164	
		41010422165	
		41010422166	
		41010422167	
		41010422168	
		41010422169	
		41010422170	
		71010422334	
		41010422171	
		41010422172	
		71010422335	

(!) Заказчик самостоятельно приобретает и обеспечивает лампами бактерицидными для облучателей-рециркуляторов представителя Исполнителя для оказания услуг в рамках ТО.

Предполагаемые сроки проведения закупки: 2024 год

Требования к гарантийному сроку услуги и (или) объему предоставления гарантий их качества:
- на услуги по техническому обслуживанию - не менее 6 месяцев;

Сроки оказания услуг: с момента заключения договора до 31 декабря 2024 года.

Порядок оказания услуг: периодичность оказания услуг согласно перечню изделий медицинской техники, подлежащей техническому обслуживанию.

Место оказания услуг: 620014, Российская Федерация, Свердловская область, город Екатеринбург, Банковский переулок 7, ул. Студенческая, 12 (в зависимости от места нахождения оборудования).

Размер обеспечения исполнения договора: не установлен..

Порядок оплаты: безналичный расчет, в течение 7 рабочих дней путем перечисления соответствующей суммы на банковский счет с даты подписания Заказчиком акта об оказании, на основании счёта.

В цену договора включается все расходы Исполнителя, связанные с оказанием услуг, в том числе расходных материалов, включая запасные части, а также расходы на страхование, уплату налогов, пошлины, сборы и другие обязательные платежи, которые Исполнитель должен выплатить в связи с выполнением обязательств по договору в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В ответе на запрос необходимо указать, включает ли цена товара НДС или цена товара указана без учета НДС (если организация не является плательщиком НДС);

Ответ на запрос должен однозначно определять цену единицы товара, работы, услуги и общую цену договора на условиях, указанных в запросе, срок действия предлагаемой цены, расчет такой цены с целью предупреждения намеренного завышения или занижения цен товаров, работ, услуг

Проведение процедуры сбора ценовой информации не влечет за собой возникновение каких-либо обязательств для Заказчика.

И.о. директора
ГАУЗ СО «ЦСВМП
«УИТО им. В.Д. Чаклина»



А.В. Рыбин