

№ ПП	КТРУ. Наименование	КТРУ. Номер	Наименование показателя (характеристики) товара	Значение показателя (характеристики) товара	Обоснования применения дополнительных характеристик	Ед. изм.	Кол - во
1	Картридж с ионитом смешанного действия МВС15, модель МВС15	28.29.12.110 или 28.29.12.119	Описание	Картридж с ионитом смешанного действия МВС15, модель МВС15, для установки для получения очищенной воды и воды для инъекций УВОИ-"М-Ф", "АКВАЛАБ"	В связи с отсутствием описания товара, работы, услуг в позиции КТРУ (п. 4 постановления 08.02.2017 № 145).	шт	8
2	Картридж микрофильтр-трационный (5мкм) МФС 15"	28.29.12.110 или 28.29.12.119	Показатели, позволяющие определить соответствие закупаемого товара, установленным Заказчиком требованиям	Применение : фильтр водоподготовки для финишного обессоливания воды и удаления остаточных растворенных солей. Типоразмер, " : 15. Рабочие температуры, °С. в диапазоне не менее 4-38. Рабочее давление, МПа: в диапазоне не менее 0,24-0,69. Производительность, м3/ч: не менее 0,35 Фильтрующий элемент: ионит смешанного действия. Срок службы картриджа, мес. : не менее 6			
			Совместимость с оборудованием заказчика	Установка для получения очищенной воды и воды для инъекций УВОИ-"М-Ф", "АКВАЛАБ"			
			Описание	Картридж микрофильтр-трационный модель МФС15	В связи с отсутствием описания товара, работы, услуг в позиции КТРУ (п. 4 постановления 08.02.2017 № 145).	шт	6
3	Картридж с зернистой фильтрующей загрузкой СФС 15"	28.29.12.110 или 28.29.12.119	Показатели, позволяющие определить соответствие закупаемого товара, установленным Заказчиком требованиям	Применение: предварительная очистка воды и удаление механических частиц размером 5 мкм. Типоразмер, " : 15. Производительность, м3/ч: не менее 0,1. Рабочие температуры, °С. в диапазоне не менее 4-38. Рабочее давление, МПа: в диапазоне не менее 0,24-0,69. Ресурс картриджа, м3: в диапазоне не менее 7-10 Фильтрующий элемент: пористый полипропилен			
			Совместимость с оборудованием заказчика	Установка для получения очищенной воды и воды для инъекций УВОИ-"М-Ф", "АКВАЛАБ"			
			Описание	Картридж с зернистой фильтрующей загрузкой СФС 15"	В связи с отсутствием описания товара, работы, услуг в позиции КТРУ (п. 4 постановления 08.02.2017 № 145).	шт	6

4	Картридж с мембранным элементом, модель ROC50, 13"	28.29.12.110 или 28.29.12.119	Показатели, позволяющие определить соответствие закупаемого товара, установленным Заказчиком требованиям	Применение: Используется в качестве фильтра водоподготовки для первичной предварительной очистки, снижения мутности, удаления взвешенных веществ, в том числе ржавчины. Типоразмер, " : 15. Производительность, м3/ч: не менее 0,35. Рабочие температуры, °С: в диапазоне не менее 4-38. Рабочее давление, Мпа: в диапазоне не менее 0,24-0,69. Срок службы картриджа, мес.: не менее 3		
			Совместимость с оборудованием заказчика	Установка для получения очищенной воды и воды для инъекций УВОИ-"М-Ф", "АКВАЛАБ"		
			Описание	Картридж с мембранным элементом, модель ROC50	В связи с отсутствием описания товара, работы, услуг в позиции КТРУ (п. 4 постановления 08.02.2017 № 145).	шт 12
5	Картридж с активированным гранулированным углем модель ACC15"	28.29.12.110 или 28.29.12.119	Показатели, позволяющие определить соответствие закупаемого товара, установленным Заказчиком требованиям	Применение: обессоливание воды, удаление растворенных солей. Типоразмер, " : 13. Производительность, л/ч: не менее 6. Рабочие температуры, °С: в диапазоне не менее 4-38. Рабочее давление, Мпа: в диапазоне не менее 0,24-0,69. Фильтрующий элемент: обратноосмотическая мембрана из полиамида на подложке из полисульфона. Срок службы картриджа, мес.: не менее 12		
			Совместимость с оборудованием заказчика	Установка для получения очищенной воды и воды для инъекций УВОИ-"М-Ф", "АКВАЛАБ"		
			Описание	Картридж с активированным гранулированным углем модель ACC15"	В связи с отсутствием описания товара, работы, услуг в позиции КТРУ (п. 4 постановления 08.02.2017 № 145).	шт 4
			Показатели, позволяющие определить соответствие закупаемого товара, установленным Заказчиком требованиям	Применение: предварительная очистка воды и удаления активного хлора и остаточной органики. Типоразмер, " : 15. Производительность, м3/ч: не менее 0,35. Рабочие температуры, °С: в диапазоне не менее 4-38. Рабочее давление, Мпа: в диапазоне не менее 0,24-0,69. Ресурс картриджа, м3: В диапазоне не менее 7-10. Фильтрующий элемент: кокосовый уголь. Срок службы картриджа, мес.: не менее 3		

			Совместимость с оборудованием заказчика	Установка для получения очищенной воды и воды для инъекций УВОИ-"М-Ф", АКВАПАВ"			
6	Принадлежности (комплектующие, зап. части) к анализатору ВА400: Реакционные роторы №10	26.51.82.190	Описание Показатели, позволяющие определить соответствие заказанного товара, установленным Заказчиком требованиям Количество в упаковке, шт. Совместимость с оборудованием заказчика	Роторы с реакционными кюветами для проведения биохимических реакций в автоматических биохимических анализаторах, Изготовлен из материала: химически инертный метилакрилат. Измерительная зона оптически прозрачна в ультрафиолетовом диапазоне. Длина оптического пути, мм: не более 6. Количество кювет в роторе, шт.: не менее 120. Диапазон объема реакционной смеси, мкл: не менее 200 - 800. Неограниченный срок годности: соответствие. Единица измерения: упаковка (10шт.) не менее 10 анализатор лабораторный автоматический биохимический ВА400	В связи с отсутствием описания товара, работ, услуг в позиции КТРУ (п. 4 постановления 08.02.2017 № 145).	упак	8
7	Концентрированный моющий раствор	20.59.52.199	Состав Назначение Каталожный номер Фасовка, мл Совместимость с оборудованием заказчика	4% гидроксида натрия, 10% Тритон Х-100, 86% дистиллированная вода системный моющий раствор для автоматических биохимических анализаторов ВА-400, А-25, А-15 и для полуавтоматического лабораторного анализатора ВТС-350. АС16434 (согласно требованиям производителя оборудования) 1 x 500 биохимические анализаторы производства "Биосистемс С.А."	В связи с отсутствием описания товара, работ, услуг в позиции КТРУ (п. 4 постановления 08.02.2017 № 145).	шт	10
8	Фильтр для воды к "Сапфир-400"	26.51.82.190	Описание Показатели, позволяющие определить соответствие заказанного товара, установленным Заказчиком требованиям Совместимость с оборудованием заказчика	Фильтр для резервуара воды для анализатора автоматического клинического САПФИР 400 (SAPPHIRE 400) Материал: пористый полипропилен Размеры, мм : длина 30, диаметр 10 анализатор автоматический клинический САПФИР 400 (SAPPHIRE 400)	В связи с отсутствием описания товара, работ, услуг в позиции КТРУ (п. 4 постановления 08.02.2017 № 145).	шт	2
9	Фильтр для резервуара промывочного раствора для анализатора автоматического клинического САПФИР 400 (SAPPHIRE 400)	26.51.82.190	Описание Показатели, позволяющие определить соответствие заказанного товара, установленным Заказчиком требованиям Совместимость с оборудованием заказчика	Фильтр для резервуара промывочного раствора для анализатора автоматического клинического САПФИР 400 (SAPPHIRE 400) Материал: пористый полипропилен Размеры, мм : длина 35, диаметр 8 анализатор автоматический клинический САПФИР 400 (SAPPHIRE 400)		шт	2
10	Лампа Спектральная для анализатора автоматического клинического САПФИР 400 (SAPPHIRE 400)	26.51.82.190	Описание	Лампа спектральная галогенная для анализатора автоматического клинического САПФИР 400 (SAPPHIRE 400)	В связи с отсутствием описания товара, работ, услуг в позиции КТРУ (п. 4 постановления 08.02.2017 № 145).	шт	3

		Показатели, позволяющие определить соответствие закупаемого товара, установленным Заказчиком требованиям	Характеристики электросети: 12В, 20Вт Комплектация: лампа закреплена в держателе с проводами для подключения к клеммам спектрофотометра анализатора.		
11	Щелочной моющий раствор для для анализатора автоматического клинического САПФИР 400 (SAPPHIRE 400)	20.59.52.199	Совместимость с оборудованием заказчика Описание	анализатор автоматический клинический САПФИР 400 (SAPPHIRE 400) Щелочной моющий раствор для для анализатора автоматического клинического САПФИР 400 (SAPPHIRE 400) Фасовка, мл: не менее 500	5 флак
12	Кислотный моющий раствор для анализатора автоматического клинического САПФИР 400 (SAPPHIRE 400)	20.59.52.199	Показатели, позволяющие определить соответствие закупаемого товара, установленным Заказчиком требованиям Описание	анализатор автоматический клинический САПФИР 400 (SAPPHIRE 400) Кислотный моющий раствор для анализатора автоматического клинического САПФИР 400 (SAPPHIRE 400) Фасовка, мл: не менее 500	3 флак
13	Принадлежности (комплектующие, запасные части) к анализатору: Чашки для сывороток (3 мл) 250шт.	26.51.82.190	Показатели, позволяющие определить соответствие закупаемого товара, установленным Заказчиком требованиям Совместимость с оборудованием заказчика Описание	анализатор автоматический клинический САПФИР 400 (SAPPHIRE 400) Чашки для образцов для анализатора автоматического биохимического MIURA. Объем чашки, мл: не более 3. Количество в упаковке, шт.: не менее 250.	40 шт
14	Кислотный моющий раствор (MP1)	20.59.52.194	Показатели, позволяющие определить соответствие закупаемого товара, установленным Заказчиком требованиям Описание	Анализатор автоматический биохимический MIURA Кислотный моющий раствор (WS1) устраняет контаминацию между реагентами в автоматических биохимических анализаторах производства "Биосистеме" Состав: соляная кислота 0,01 моль/л (pH 2,0), консерванты; упаковка 4 фл x 20 мл.	4 шт
15	Щелочной моющий раствор (MP2)	20.59.52.194	Показатели, позволяющие определить соответствие закупаемого товара, установленным Заказчиком требованиям Описание	Щелочной моющий раствор устраняет устойчивую кросс-контаминацию между реагентами в автоматических биохимических анализаторах производства "Биосистеме" Состав: неионотенный ПАВ 0,5 г/л, гидроксид натрия 5 ммоль/л (pH 11,0), консерванты; упаковка 4 фл x 15 мл.	4 шт