

Министерство здравоохранения
Свердловской области
Государственное автономное учреждение
здравоохранения Свердловской области
«Ирбитская центральная городская больница»
ул. Комсомольская, 72 г. Ирбит, Свердловская обл.
623 854

Телефон (34355) 6-06-07 Факс (34355) 6-08-06

E-mail: irgb-public@mis66.ru

ОКОГУ 32100 ОКПО 01944890

ОГРН 1026600877610

ИНН/КПП 6611000527/667601001

Руководителям коммерческих (торговых)
отделов поставщиков организаций
занимающихся поставкой/изготовлением
изделий медицинского назначения

Исх. № 2048 от 08.08.2023

Запрос о предоставлении ценовой информации.

ГАУЗ СО «Ирбитская ЦГБ» просит сообщить стоимость следующих изделий медицинского назначения:

1	Пакет для сбора мед. отходов	Пакеты одноразовые полиэтиленовые для отходов класса Б (желтого цвета), опасные отходы со стяжкой. Маркировка пакета должна наноситься непосредственно на изделие. Должна быть хорошо видна, разборчива, нестираема. Текст маркировки должен быть нанесен печатным способом на поверхность пакета и должен содержать: наименование изделия с указанием класса опасности, размер пакета в миллиметрах, торговая марка изготовителя (при наличии), на пакете должен быть расположен текст (согласно СанПиН 2.1.7.2790-10) с информационным окном, для указания названия ЛПУ, подразделения ЛПУ, даты и фамилии ответственного за сбор отходов лица, № РУ требованиям которого соответствует изделие, ссылку на ТУ, краткая информация по применению, знак биологической опасности, знак запрещающий повторное использование. Для технологических целей пакет должен иметь перфорационные отверстия по плоскости пакета от 5 до 8 мм и не более 5 мм от сварного донного шва и не выше середины пакета. Наличие перфорационных отверстий не должно снижать рабочую весовую нагрузку на пакет. На лицевой стороне пакетов должны быть нанесены предупредительные надписи: «работать в средствах индивидуальной защиты», «руками не утрубовывать», «не пересыпать», «не складывать в пакет острые, режущие, колющие предметы», должно быть нанесено наименование страны-изготовителя, адрес, контакты изготовителя, состав изделия, условия хранения, номер партии, дату изготовления, срок годности. Поверхность пакета должна позволять производить заполнение информационного окна шариковой ручкой. Толщина пакета должна быть не менее: 20мкм. Размеры пакета не менее: 700*400*150мм	шт	20000
2	Пакт для автоклавирования	Пакеты для медицинских отходов автоклавируемые. Изготовлены из термостойкого полипропилена. Имеет индикатор 1 класса, который меняет окраску после автоклавирования На пакет нанесена инструкция на русском языке Могут быть использованы при различных режимах автоклавирования Имеют температурную устойчивость до 134 градусов Изделие медицинского назначения. Размер не менее 450*600мм Упаковка- не менее 100штук	шт	800
3	Контейнер для сбора медицинских отходов	Размер контейнера: высота не менее - 210 мм; ширина не более - 115 мм. глубина не более - 115 мм Контейнер для сбора медицинских отходов, в том числе колющих и режущих, классов «Б», должен быть изготовлен из специального многослойного прессованного непрокальваемого картона толщиной не менее 1, 2 мм и не более 1,5 мм (материал гофрокартон не допускается). Должен иметь внутреннюю гидроизоляцию в виде картонного вкладыша с фиксированным дном и пакетом из полипропилена (автоклавируемый) плотностью не менее 18 мкм и не более 20 мкм (ПВД И ПНД не допускается), быть влагостойкими и не прокальваемыми при продольном и поперечном сжатии Контейнер должен быть желтого цвета, должен иметь загрузочное отверстие для снятия игл верхнюю крышку, на контейнере должна быть	шт	2000

		нанесено: инструкция по сборке и способу применения, информационное окно для названия ЛПУ, наименование подразделения, фамилии ответственного лица, объем загрузки, название изготовителя, название и контакты изготовителя, № РУ Росздравнадзора РФ, № партии, условия хранения, дата изготовления и срок годности. Маркировка контейнера должна отвечать требованиям Решения комиссии Таможенного союза № 299 от 28.05.2010 и ГОСТ Р ИСО 15223-1-2014 «Изделия медицинские: Символы применяемые при маркировании на медицинских изделиях, этикетках и сопроводительной документации». На данный вид контейнера должен прилагаться акт медико – биологических испытаний уполномоченного органа. Контейнер должен быть пригодным для процедуры автоклавирования (при температуре 132-134 °С не более 30 минут, обработка в цифровом СВЧ-поле при температуре 110-128° С не более 60 минут, или воздушную стерилизацию (сухожаровую) в соответствии нормативными требованиями (п. 2.2. Глава 2 СанПин 2.17.2790-10)) без изменения своих физических и технических характеристик. После процедуры автоклавирования обязательно нанесение этикетки «обеззаражено» и последующая утилизация совместно с отходами класса «А» Наличие держателя для контейнеров на 2,5 л предназначенного для многократного крепления на ровной горизонтальной поверхности одноразовых контейнеров для сбора, хранения и удаления медицинских отходов, товарный знак «ОМОПАК» или эквивалент, держатель должен быть изготовлен из медицинской нержавеющей стали (с зеркальной поверхностью) марки 12Х18Н10Т, должен выдерживать неоднократную дез. обработку, химическое и термическое обеззараживание, должен иметь приспособление для крепления на поверхности стола (без механической подготовки), держатель должны быть с ровными скругленными с краями без шероховатостей и зазубрин, должен иметь возможность многократной установки и снятия с одного места на другое. Габаритные размеры: Длина - 118мм, Ширина - 118 мм, Высота – 70мм. Контейнеры должны поставляться в разобранном виде, легко собираться В коробке должно быть не более 100 шт. контейнеров		
4	Контейнер одноразовый для сбора, временного хранения и удаления медицинских отходов	Назначение: бесконтактный сбор, временное хранение и удаление острых колющих и режущих медицинских отходов, в том числе игл от шприцев типа Луер, карпульных игл, игл от систем Луер-Лок, игл от вакутайнеров. Технические требования. Фактический объем не менее 3,6 л. , не более 3,8 л. Рабочий объем изделия не менее 3,4 л. Гравировка с указанием фактического объема – наличие Материал – полипропилен. Должен иметь круглую конусообразную форму. Диаметр верхний не менее - 20,5 см не более 22,0 см Диаметр основания не менее – 18, 5 см не более 19,5 см Высота не менее – 16,8 см не более 17,5 см Цвет контейнера - желтый Контейнер должен иметь съёмное загрузочное устройство-вставка (ЗУВ), которая должна плотно крепиться на основную крышку контейнера. ЗУВ должно иметь не менее пяти рельефных выемок и отверстий для снятия всех типов игл, скальпелей, 2х-звездочный, соединенный каналом иглосъемник для снятия игл с резьбовым соединением, карпульных игл, двухсторонних игл вакутайнеров. Диаметр загрузочного отверстия ЗУВ должен быть не менее 5 см и не более 6 см. Загрузочное устройство- вставка должна иметь механизм запираения, в виде подвижной крышки, которая должна иметь гибкое соединение с ЗУВ должна иметь блокирующее устройство клиновидной формы с ответной частью в основании корпуса ЗУВ, делающего невозможным процесс повторного вскрытия загрузочного устройства. Загрузочное устройство- вставка должна находиться в обязательном порядке у края крышки контейнера и служить сливным устройством для дезинфицирующих средств. ЗУВ должен быть интегрирован с механическим устройством для разрушения шприцев и игл, которое при необходимости должно устанавливаться на крышке с фиксацией стопоров в загрузочном отверстии. Контейнер должен иметь ручку для переноски контейнера. Контейнер должен комплектоваться держателем из нержавеющей стали . Контейнер должен поставляться в собранном виде, готовым к применению. Контейнер должен иметь влагостойкую этикетку, которая должна содержать: наименование страны, производителя, наименование изделия, юридический адрес и торговую марку изготовителя, номер и дату ТУ, РУ	шт	1500

