



Государственное автономное учреждение здравоохранения
Свердловской области

Детская городская больница город Нижний Тагил

622051, г. Нижний Тагил
ул. Коминтерна, 54

Приёмная главного врача
Контактный телефон (3435) 38 46 56
E-mail: info@dgbnt.ru
ntdb1-public@mis66.ru

Исх. № 1060

«17» 09 2025 г.

Руководителю.

ЗАПРОС

**о предоставлении ценовой информации в отношении товара для
определения начальной (максимальной) цены договора, цены договора,
заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком,
исполнителем), цены единицы товара, работы, услуги**

(заполняется на бланке заказчика, указывается адресат – потенциальный поставщик)

**Государственное автономное учреждение здравоохранения Свердловской области
Детская городская больница город Нижний Тагил**

(наименование заказчика)

Реагенты для биохимических исследований

(предмет закупки)

Номер строки	Наименование товара	Подробное описание предмета закупки		
		Характеристики предмета закупки	Единица измерения	Количество в товаре
1	2	3	4	5
1	Набор предназначен для фотометрического количественного определения содержания глюкозы	Набор предназначен для фотометрического количественного определения содержания глюкозы в сыворотке, плазме крови, цельной крови и моче в клинико-диагностических лабораториях и в научно-исследовательской практике. Набор рассчитан на 400 определений при расходе 1 мл реагента 1 на 1 определение. Коэффициент вариации – не более 5%. Длина волны 500 (490-510) нм. Объем реагента 1 – 4х100 мл, реагента 2 – 20 мл калибратора – 5 мл. Набор должен храниться при температуре 2-8°C в упаковке предприятия-изготовителя в течение всего срока годности (12 месяцев), при 18-25°C – не более 5 дней. Реагент 1 после вскрытия флакона можно хранить при 2-8°C в течение всего срока годности наборов. Рабочий раствор антикоагулянта стабилен при 18-25°C не менее 2 месяцев.	набор	2
2	Набор реагентов для определения концентрации	Набор реагентов для определения концентрации гемоглобина в крови унифицированным колориметрическим методом. Метод 1 - на анализ идет	уп	2

	гемоглобина в крови	2мл рабочего раствора (2500 опр.), метод 2 - на анализ идет 5мл. Фасовка 250мл.		
3	Альбумин набор, спектрофотометрический анализ	Наборы реагентов для определения концентрации альбумина в сыворотке крови колориметрическим методом с бромкрезоловым зеленым (конечная точка). Реагенты готовы к использованию Калибратор в наборе. Фасовка 250мл (5 x 50 мл).	уп	2
4	Набор для определения содержания гемоглобина	Набор для колориметрического количественного определения содержания гемоглобина в крови гемиглобинцианидным методом; 800 определений при расходе трансформирующего раствора 5 мл на 1 определение. Коэффициент вариации – не более 2%. Длина волны 540 (520-560) нм. Объем реагента 1 – 40 мл, реагента 2 – 2 мл, калибратора гемиглобинцианида – 5 мл. Набор должен храниться при температуре 2-8оС в упаковке предприятия-изготовителя в течение всего срока годности (12 месяцев). Реагенты после вскрытия флаконов можно хранить при температуре 2-8оС в течение всего срока годности набора. Калибровочный раствор гемоглобина после вскрытия флакона можно хранить при температуре 18-25оС не более 8 часов.	набор	2
5	Натрий	Набор реагентов для определения концентрации натрия в сыворотке крови энзиматическим колориметрическим методом. Метод измерения - "конечная точка" или "псевдокинетика". Фасовка: 21мл + 2 флакона с лиофилизатом. Калибратор в наборе.. Набор реагентов для определения концентрации натрия в сыворотке крови энзиматическим колориметрическим методом. Метод измерения - "конечная точка" или "псевдокинетика". Фасовка: 21мл + 2 флакона с лиофилизатом. Калибратор в наборе..	уп	12
6	Калий	Набор для определения концентрации калия в сыворотке или плазме крови турбидиметрическим методом без депротеинизации. Реагенты готовы к использованию. Фасовка 100 мл монореагент. Калибратор в наборе.	уп	15
7	Креатинин	Набор реагентов для определения содержания креатинина псевдокинетическим методом Яффе без депротеинизации. Рабочий реагент стабилен 14 дней при t 18-25 С. Фасовка 500 мл. Калибратор в наборе.	уп	2
8	Мочевина	Набор реагентов для определения содержания мочевины в биологических жидкостях энзиматическим псевдокинетическим UV-методом. Фасовка: 250 мл (5 x 40 мл + 5 x 10 мл). Калибратор в наборе.	уп	2
9	Общий белок	Набор реагентов для определения концентрации общего белка в сыворотке и плазме крови биуретовым методом (конечная точка). Реагенты готовы к использованию. Фасовка 750мл. Калибратор в наборе.	уп	1
10	Билирубин общий	Набор реагентов для определения концентрации общего билирубина в сыворотке и плазме крови (с ДМСО). Конечная точка. Рабочий реагент стабилен 5 дней при t 2-8 С. Фасовка: 500мл. Калибратор в наборе..	уп	2
11	Реагент для определения АСТ	Набор реагентов для определения активности аспартатаминотрансферазы в сыворотке или плазме крови кинетическим методом. Рабочий реагент стабилен 14 дней при t 2-8 С. Фасовка 250 мл (5 x 45 мл + 5 x 5 мл). Калибратор в наборе.	уп	2
12	Реагент для определения АЛТ	Набор реагентов для определения активности аланинаминотрансферазы в сыворотке или плазме крови кинетическим методом. Рабочий реагент стабилен 14 дней при t 2-8 С. Фасовка 250 мл (5 x 45 мл + 5 x 5 мл). Калибратор в наборе.	уп	2
13	Щелочная фосфатаза	Набор реагентов для определения активности щелочной фосфатазы в сыворотке и плазме крови кинетическим методом с ДЭА буфером. Рабочий реагент стабилен 30 суток при t 2-8° С. Фасовка 250мл (5 x 45 мл + 5 x 5 мл) Калибратор в наборе.	уп	1
14	Диахим-ГемиСтейн-РТЦ(раствор для окраски ретикулоцитов)50 мл	Набор реагентов и других связанных с ними материалов, предназначенный для качественного и количественного определения ретикулоцитов в клиническом образце с использованием методов ручного, полу и автоматического подсчета клеток. Назначение: для ручной и автоматической постановки. Количество выполняемых тестов 200 шт.	набор	2
15	СРБ Экспресс-латекс	Набор для качественного и полуколичественного экспресс-определения содержания С-реактивного белка в сыворотке крови методом латекс-агглютинации на 100 определений. Калибратор в наборе.	уп	6
16	Амилаза	Набор реагентов для определения активности альфа - амилазы в биологических жидкостях кинетическим методом. Рабочий реагент стабилен 21 днь при t 2-8 С. Фасовка: 250 мл (5 x 45 мл + 5 x 5 мл).Калибратор в наборе.	уп	2
17	Кальций ОСР(200мл)	Набор реагентов и других связанных с ними материалов для количественного определения кальция в клиническом образце методом спектрометрического анализа. Назначение: для анализаторов открытого типа и ручной постановки. Количество тестов 200 шт. Калибратор в наборе.	уп	5
18	Набор реагентов для определения концентрации глюкозы	Набор реагентов для определения концентрации глюкозы в сыворотке и плазме крови энзиматическим колориметрическим методом. Биреагент. Рабочий реагент стабилен не менее 30 суток при t 2-8° С. Фасовка 500 мл. Калибратор в наборе.	уп	5
19	Диахим -СК	Набор реагентов для клинического анализа кала предназначен для обнаружения в кале скрытой крови ,билирубина и стеркобилина и	уп	2

		микроскопического исследования кала в клинико-диагностических лабораториях. Набор рассчитан на анализ 1000 проб для обнаружения скрытой крови, 50 проб стеркобилина, 200 проб билирубина и 2000 проб для проведения микроскопического анализа кала. Калибратор в наборе		
20	Холестерин общий	Набор для определения концентрации общего холестерина в сыворотке и плазме крови энзиматическим колориметрическим методом (конечная точка). Реагенты готовы к использованию. Фасовка 500 мл. Калибратор в наборе.	уп	2
21	Аммиак	Аммиак водный, ЧДА, 1кг	кг	4
22	РФ-Экспресс латекс-100 опр.	Набор реагентов и других связанных с ними материалов, предназначенный для количественного и качественного определения иммуноглобулинов ревматоидного фактора в клиническом образце с использованием метода реакции агглютинации. Количество выполняемых тестов 100	набор	3
23	АСЛО-Экспресс латекс-100 опр.)	Набор для качественного и полуколичественного экспресс определения содержания антистрептолизина-О в сыворотке крови методом латекс - агглютинация 100 определений. Калибратор в наборе	набор	3
24	Масло иммерсионное 100мл.	Масло иммерсионное 1фл 100мл.	л	2
25	Диахим -Като (набор для исследования кала на гельминты по Като)	Набор для микроскопического исследования фекалий на гельминты (метод Като). Количество определений 500.шт. Состав : реактив Като, фасовка 50 мл и пластинки из гидрофильного целлофана 500 шт, размер 20х40 мм каждая.	набор	5
26	Краситель Гимзе	Краситель Азур-Эозин по Романовскому-Гимзе. Флакон не более 1 л.	л	8
27	Хлориды Абрис+(250мл)	Набор реагентов и других связанных с ними материалов, предназначенный для количественного определения хлорида в клиническом образце с использованием спектрометрического метода анализа. Назначение: Для анализаторов открытого типа и ручной постановки. Количество выполняемых тестов 100 шт. Калибратор в наборе. Фасовка 250 мл(5х45мл+5х5мл).	набор	6
29	Антиген кардиолипиновый для реакции микропреципитации (РМП)	Антиген кардиолипиновый для реакции микропреципитации. Монореагент жидкий стабилизированный, предназначен для выявления реактивных антител при исследовании плазмы /сыворотки крови или цереброспинальной жидкости (ликвора) человека в реакции микропреципитации (РМП) при диагностике сифилиса. Набор рассчитан на исследование 1000 образцов. Хранить при t 2-8С..	уп	3
30	Сыворотки контрольные для диагностики сифилиса	Сыворотка для диагностики сифилиса контрольная, положительная, лиофилизат для приготовления раствора для диагностических целей. Упаковка: 10фл*1мл.	уп	1
31	Магний Абрис +(50мл)	Набор реагентов предназначенный для количественного определения магния в клиническом образце методом спектрофотометрического анализа. Назначение: Для анализаторов открытого типа и ручной постановки. Количество тестов 50 шт. Калибратор в наборе.	набор	5

Номер строки	Описание планируемой закупки	Содержательная часть
1	2	3
1.	Предполагаемые сроки проведения закупки	2 квартал 2025г
2.	Планируемый срок заключения договора	2 квартал 2025г
3.	Основные условия исполнения договора	в соответствии с условиями договора
4.	Порядок поставки товара	С момента заключения договора
5.	Порядок оплаты	в соответствии с условиями договора
6.	Размер обеспечения исполнения договора	в соответствии с условиями договора
7.	Требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий их качества (в случае установления указанных требований)	на весь срок годности товара

Номер строки	Перечень сведений, необходимых для определения идентичности или однородности товара, предлагаемых поставщиком	Содержательная часть
1	2	3
1.		
2.		
3.		

Сроки предоставления ценовой информации: до 20/03/2025 года.

Из ответа на запрос о предоставлении ценовой информации в отношении товара для определения начальной (максимальной) цены договора (далее – запрос) должны однозначно определяться:

1) цена единицы товара и общая цена договора на условиях, указанных в запросе;

2) срок действия предлагаемой цены;

3) расчет предлагаемой цены с целью предупреждения намеренного завышения или занижения цен товаров;

4) включает ли цена товара НДС или цена товара указана без учета НДС (если организация не является плательщиком НДС);

5) включает ли цена товара в себя все затраты, необходимые для исполнения обязательств по договору, указанные в запросе о предоставлении ценовой информации (расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей).

Проведение данной процедуры сбора информации не влечет за собой возникновение каких-либо обязательств заказчика.

При подготовке ответа на запрос о предоставлении ценовой информации следует учитывать, что цена договора может указываться как с учетом, так и без учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей; начальная (максимальная) цена договора может выражаться в иностранной валюте.

Запрашиваемую информацию необходимо направить по адресу: lab@dgbnt.ru и (или) на электронную почту в формате **PDF**.

Приложение: 1. Описание предмета закупки на ___ л. в 1 экз.
2. Форма ответа на запрос о предоставлении ценовой информации на ___ л. в 1 экз.

/ Руководитель заказчика
или иное уполномоченное лицо



(подпись)

/ **Д.М.Клейменов**
(расшифровка)