

Техническое задание
на ремонт компьютерного томографа Revolution EVO s/n ERSGA2200017YC,
находящегося у Заказчика

№ п/п	Перечень выполняемых работ
1.	Снятие защитных кожухов
2.	Отсоединение проводов от систем
3.	Демонтаж неисправного высоковольтного трансформатора
4.	Монтаж нового (указанного в технической документации) высоковольтного трансформатора
5.	Закрытие защитных кожухов
6.	Функциональная проверка
7.	Выполнение калибровки аппарата

№ п/п	Качество и гарантия выполняемых работ	Требования к показателям
1.	При замене запасных частей и расходных материалов использование аналогов не допускается	Наличие
2.	Гарантия сохранения заявленных при государственной сертификации параметров системы после выполнения работ	Наличие
3.	Работы по ремонту оборудования производится строго в соответствии с последней версией технической документации на аппарат. Исполнитель обязуется предъявить последнюю версию технической документации на аппарат непосредственно перед началом выполнения технического обслуживания и/или ремонта Заказчику до начала выполнения работ. Инженер, не предъявивший последнюю версию технической документации Заказчику, не допускается до выполнения технического обслуживания и ремонта	Наличие
4.	Работы по ремонту оборудования производится с применением инструментов, расходных материалов, программного обеспечения, и других средств диагностики, контроля и непосредственного производства работ, разрешенных и рекомендованных производителем оборудования, необходимого для проведения работ согласно технической документации. По требованию Заказчика Исполнитель в течение 5 рабочих дней, с даты запроса Заказчика, обязуется предоставить документы, подтверждающие соблюдение прав правообладателя на применяемое программное обеспечение, а также подтверждения от уполномоченного представителя производителя в части корректности используемых для работ инструментов, материалов и т.п.	Наличие
5.	По требованию Заказчика Исполнитель обязуется обеспечить проведение уполномоченным представителем производителя экспертизы любых работ/услуг, выполненных Исполнителем по настоящему контракту, в целях подтверждения качества выполненных работ/услуг и их соответствия условиям контракта	Наличие
6.	Выполнение работ проводится квалифицированным (обученным проведению технического обслуживания и ремонта данного оборудования по стандартам производителя) персоналом с	Наличие

	предоставлением копий сертификатов о таком обучении по требованию Заказчика. Исполнитель обязуется предоставить копию документа установленного образца о прохождении обучения по техническому обслуживанию медицинской техники соответствующего наименования и модели оборудования на предприятии-производителе или в организациях, имеющих право осуществлять соответствующие виды образовательной деятельности (обучение, профессиональную подготовку, повышение квалификации по техническому обслуживанию соответствующего наименования оборудования). Инженер Исполнителя обязан предъявить копию сертификата об обучении проведению технического обслуживания соответствующего наименования и модели оборудования непосредственно перед началом выполнения работ/услуг, в противном случае Заказчик вправе не допустить его к выполнению работ/услуг.	
7.	Инженеры Исполнителя должны иметь все предусмотренные действующим законодательством (в т.ч. миграционным законодательством и законодательством об электробезопасности) разрешения и допуски для выполнения технического обслуживания и ремонта медицинского оборудования на территории РФ. Инженер, у которого нет необходимых разрешений на работу, допуска по электробезопасности и иных необходимых по российскому законодательству документов, на территорию Заказчика не допускается.	Наличие

1. Изолирующий Высоковольтный трансформатор HEMIT 2.0 Tank - FRU (Кат. № 2246223-7) – 1 шт.

№ п.п	Технические функциональные характеристики необходимого к поставке товара: высоковольтный трансформатор	Требования к показателям
	Производитель запасной части GE Healthcare	Наличие
	Наименование согласно технической документации на компьютерный томограф Revolution EVO	HEMIT 2.0 Tank - FRU
	Каталожный номер в соответствии с технической документацией на компьютерный томограф Revolution EVO	2246223-7
	Входное напряжение	Модулированное переменное 600В
	Входное изолирующее напряжение, кВ	70
	Выходное изолированное напряжение питания, кВ	70
	Масса запасной части, кг	43
	Размеры, ш\д\в ,см	17.5 x 40 x 23.5
	Назначение: гальваническая развязка переменного напряжения питания ротора рентгеновской трубки от постоянного высокого напряжения анода рентгеновской трубки.	Наличие
	Комплектность поставки: - Высоковольтный трансформатор – 1 шт. - Техническая документация (на англ. языке) – 1 шт.	Изделие в комплекте
	Качество и гарантия поставляемого товара	Требования к показателям
	Полная совместимость товаров с томографом компьютерным Revolution EVO	Наличие

	Поставка товаров в течение (дней), после подписания договора	150
	При поставке товара поставщик обязан предоставить следующие документы: - Гарантийный талон производителя товара (Гарантия производителя) - Гарантийный талон Поставщика	Наличие
	Гарантийный срок эксплуатации (месяцев)	3
	Заводская упаковка и маркировка	Наличие